

Imagens Biomédicas – Lab02-Pyton

Tutores: André Arruda / Maíra Suzuka Kudo / Eric Rocha Santos

Professor: Matheus Cardoso Moraes

HISTOGRAMA, BRILHO E CONTRASTE

1 EXERCÍCIOS:

Criar e colocar na Pasta Aula02 as imagens Mamography.pgm e Stent.pgm.

1. Dê um nome e salve o arquivo do Editor na pasta Aula02. Pode chamar: transformacao_intensidade.py

.....Aula02\transformacao_intensidade.py

→ No Editor(transformacao_intensidade.py), importe as bibliotecas abaixo:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2 # OpenCV
import skimage
import skimage.exposure
```

2. → No Editor, faça a leitura dessas imagens, atribuindo seus valores a duas matrizes *Mamo* e *Stent*.

Ex.:

```
Mamo = cv2.imread('Mamography.pgm', 0)
Stent = cv2.imread('Stent.pgm', 0)
```

Obs.: indicar corretamente o caminho de diretórios onde estão contidas as imagens.

3. → No Editor, faça a normalização dessas imagens, atribuindo seus valores a duas matrizes *MamoN* e *StentN*.

Ex.:

```
MamoN = skimage.img_as_float(Mamo)
StentN = skimage.img_as_float(Stent)
```

4. → No Editor, use as funções abaixo para exibir a imagem Mamo.

```
plt.figure(0)
plt.ylabel('linhas - M')
plt.xlabel('colunas - N')
plt.title('MamoN')
plt.imshow(MamoN, cmap='gray') # cmap='jet'
plt.colorbar()
```

5. → (Loop) Fazer uma combinação do condicional “*for*” que passe por cada pixel da imagem MamoN. Usar este loop para obter o Negativo da Imagem Mamo. Para tanto faça:

- a. Use a função “*np.shape*” para obter o número de linhas M e colunas N da imagem Mamo.
- b. Use a função “*np.zeros*” para Criar Matriz para Negativo da Mamo
NegativoMamoPorPixel = *np.zeros*((M,N), float)
NegativoMamoDireto = *np.zeros*((M,N), float)
- c. Dentro da combinação de “*for*”, *varra todas as linhas l e colunas c*, e crie uma operação que obtenha o negativo da imagem MamoN por pixel, e faça exibição da imagem.

```
for l in range(M):  
    for c in range(N):  
        NegativoMamoPorPixel [l,c] = equação?
```

```
plt.figure(1)  
plt.ylabel('linhas - M')  
plt.xlabel('colunas - N')  
plt.title('NegativoMamoPorPixel')  
plt.imshow(NegativoMamoPorPixel , cmap='gray') # cmap='jet'  
plt.colorbar()
```

6. Crie uma operação que obtenha o negativo da imagem Mamo, de forma direta, sem precisar do loop de for, chame-a de NegativoMamoDireto, e faça uma nova exibição.

NegativoMamoDireto = equação?

```
plt.figure(2)  
plt.ylabel('linhas - M')  
plt.xlabel('colunas - N')  
plt.title('NegativoMamoDireto')  
plt.imshow(NegativoMamoDireto , cmap='gray') # cmap='jet'  
plt.colorbar()
```

O resultado foi o mesmo? Qual é mais rápido?

7. → Crie uma função chamada `fazerHistograma`, dentro de uma biblioteca chamada `bibFuncoesHistograma.py`. Na qual a entrada de dados será uma das imagens, e a função retornará um vetor chamado `histograma`, com o histograma da imagem, ou seja a distribuição de valores de intensidade da imagem. As classes serão divididas pelos 256 níveis de intensidades.

- a. Criar Biblioteca → Abrir um arquivo dentro da pasta Aula02 e chamar de `bibFuncoesHistograma.py`
- b. Dentro desta biblioteca, criar a função: *fazerHistograma* usando *def* da seguinte forma:

```
def fazerHistograma(imagem, M, N):  
  
    # importar bibliotecas  
    import numpy as np  
    import matplotlib.pyplot as plt  
    import cv2 # OpenCV  
  
    # declarar vetor histograma inicialmente tudo com 0  
    histograma = np.zeros((256), int)  
  
    fazer lógica para criar histograma  
  
    return histograma
```

Obs.: Atenção a indentação

- c. Programa Principal: chame a função `fazerHistograma`

```
# import lib  
import bibFuncoesHistograma  
# chame a função com as entradas e saídas  
histograma = bibFuncoesHistograma.fazerHistograma(Mamo, M, N)
```

Obs.: Para este exercício, mamo está em 8bits

d. Exibir o vetor usando a função *stem*

```
# plota histograma
plt.figure(3)
plt.stem(histograma, use_line_collection=True)
plt.show()
```

e. Use a função em vermelho da biblioteca *skimage.exposure* para comparar com seu método, chame de *histograma2*

```
histograma2 = skimage.exposure.histogram(Mamo)
x = histograma2[1] # Classes
y = histograma2[0] # Numero de Ocorrência
plt.figure(4)
plt.stem(x, y, use_line_collection=True)
plt.ylabel('Numero de Ocorrência')
plt.xlabel('Classes')
plt.show()
```

f. Refaça o exercício anterior, mas agora para as classes da imagem normalizada entre 0 e 1, chame de *histograma3*. Verifique se as classes ficaram entre 0 e 1.

```
Histograma3 = skimage.exposure.histogram(MamoN)
x = histograma3[1] # Classes
y = histograma3[0] # Numero de Ocorrência
plt.figure(5)
plt.stem(x, y, use_line_collection=True)
plt.ylabel('Numero de Ocorrência')
plt.xlabel('Classes')
plt.show()
```

8. → Faça uma operação que aumente o nível de cinza(brilho) da imagem “StentN” em mais 0.2 níveis de intensidade, considerando ela entre 0 - 1.

StentBrilhoN = **equação?**

Renormalizar intensidade para não sair do range, incluir níveis de intensidades fora do rage


```
StentBrilhoN = skimage.exposure.rescale_intensity(StentBrilhoN,  
in_range=(0,1))
```

Plote a Imagem e o histograma desta imagem para verificar se houve aumento de brilho?

9. → Combine a função abaixo para fazer um aumento de contraste da imagem StentBrilho. Usando a função “rescale_intensity” recorte os valores de intensidade entre 20% e 70%, da faixa de intensidade respectivamente, remanejando os valores intermediários de forma linear (reta- **Figura abaixo**) para ocupar 100% do histograma da saída.

Ajuste de Contraste

```
StentAlongada = skimage.exposure.rescale_intensity(StentBrilhoN,  
in_range=(0.2,0.7))
```




Plote a Imagem e o histograma desta imagem para verificar se houve aumento de contraste.

10. → Ainda usando a função “adjust_gamma”, altere a variável gamma (**Figura**) para valores menores e maiores que 1, na imagem StentBrilho.

```
StentGamma = skimage.exposure.adjust_gamma(StentAlongada, 1)
```

Plote a Imagem e o histograma desta imagem para verificar se houve aumento de contraste? E em qual situação, o stent da imagem é mais destacado? Por quê?



11. → Usando o intervalo de valores do histograma do exercício 8, faça um estudo para avaliar qual o valor de gamma que mais distingue o stent do resto da imagem sem degrada-lo. Para isto, ainda usando a função `imadjust`, altere a variável gamma de acordo com valores descritos abaixo (**Tabela**). Para cada valor de gamma faça uma inspeção visual (**subjetiva**), pontuando de 1 á 5 os dois atributos. Sendo nota 1 para quando não haver alteração perceptível, e 5 para quando a distinção e/ou degradação forem muito relevantes. Baseado nessas notas, qual valor de gamma seria a melhor opção? Explique.

[illegible]